

Logbook vnitřní kontroly kvality

- Archivujte po dobu 5 let - je předpokladem pro úhradu výkonu.
- Jednu tabulku používejte pouze pro jednu šarži kontroly. Při změně šarže použijte tabulku druhou nebo nový list.
- Výsledek prvního kontrolního měření v měsíci zaznamenejte do řádku s označením 1, další pak do řádku 2 atd.
- Pokud by došlo k překročení povolených mezí
 1. zopakujte měření,
 2. trvají-li obtíže, kontaktujte zástupce firmy Orion nebo kancelář na adrese: Orion Diagnostica, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6, tel. 233 350 533, fax 233 350 532, E-mail: orion@oriondiagnostica.cz

Rok _____

Název kontrolního materiálu: QuikRead CRP Control, kat.č. 68296

Šarže: _____

Expirace: _____

Deklarovaná hodnota: _____ mg/l

Dolní povolená mez (= deklarovaná hodnota x 0,8): _____ mg/l

Horní povolená mez (= deklarovaná hodnota x 1,2): _____ mg/l

Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pořadí												
1												
2												
3												
4												
5												
6												

Rok _____

Název kontrolního materiálu: QuikRead CRP Control, kat.č. 68296

Šarže: _____

Expirace: _____

Deklarovaná hodnota: _____ mg/l

Dolní povolená mez (= deklarovaná hodnota x 0,8): _____ mg/l

Horní povolená mez (= deklarovaná hodnota x 1,2): _____ mg/l

Měsíc	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Pořadí												
1												
2												
3												
4												
5												
6												