



QuikRead go[®]

Váš pomocník při rozhodování o léčbě

Váš pomocník při rozhodování o léčbě

Přístroj QuikRead go	Kat. č.
Přístroj QuikRead go (FI, SE, NO, DK, CZ, SK, PL, HU)	135867
Informace o příslušenství k přístroji QuikRead go najdete na www.oriondiagnostica.cz .	

QuikRead go je plně automatický, spolehlivý a snadno použitelný přístroj, který se používá pro měření testů spolu se soupravami reagensů QuikRead go.

QuikRead go CRP	Kat. č.
QuikRead go CRP, 50 testů včetně kapilár a pístů	135171
QuikRead CRP Control (kontrolní materiál)	68296
QuikRead go CRP Control High (kontrolní materiál)	137071

QuikRead go CRP je rychlý test určený ke kvantitativnímu stanovení hladiny CRP v plné krvi, plazmě a séru. Měřicí rozmezí testu CRP je 5–200 mg/l.

QuikRead go CRP+Hb	Kat. č.
QuikRead go CRP+Hb, 50 testů včetně kapilár a pístů	140068
QuikRead CRP Control (kontrolní materiál)	68296
QuikRead go CRP Control High (kontrolní materiál)	137071
QuikRead go Hb Control (kontrolní materiál)	141154

QuikRead go CRP+Hb je test určený ke kvantitativnímu stanovení hladiny CRP ve vzorku plné krve, plazmy a séra a ke kvantitativnímu stanovení hemoglobinu ve vzorku plné krve. Test poskytuje výsledky CRP a Hb z jednoho vzorku plné krve během jedné analýzy. Měřicí rozmezí pro CRP je 5–200 mg/l a pro Hb 50–245 g/l (3,1–15,2 mmol/l).

QuikRead go Strep A	Kat. č.
QuikRead go Strep A souprava, 50 testů včetně kontrol	135883

QuikRead go Strep A je kvalitativní test umožňující detekci Streptococcus pyogenes ve vzorku výtěru z krku při podezření na faryngitidu (tonsilitidu).

QuikRead go iFOBT	Kat. č.
QuikRead go iFOBT souprava, 50 testů	136189
QuikRead FOB Sampling Set, 50 odběrových lahvíček	138822
QuikRead FOB Control Quantitative (kontrolní materiál)	144675
QuikRead FOB Positive Control (kontrolní materiál)	06027

Test QuikRead go iFOBT je určený k detekci hemoglobinu a jeho kvantitativnímu stanovení v lidské stolici v případech suspektního krvácení z dolní části trávicího traktu. Koncentrace nad 75 ng Hb/ml testovaného roztoku jsou vyhodnoceny jako pozitivní výsledek a na displeji přístroje se zobrazí číselná hodnota v rozmezí 75–1000 ng/ml testovaného roztoku. Kvantitativní výsledky mohou být vyjádřeny také v jednotkách µg/g stolice.



Společnost Orion Diagnostica má více než 40 let zkušeností ve vývoji, výrobě a prodeji diagnostických testů a systémů určených pro profesionální použití ve zdravotnictví. Naším hlavním posláním je péče o Vaše zdraví.

QuikRead go® je registrovaná ochranná známka společnosti Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy, Finsko
Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR, Bělohorská 57, 169 00 Praha 6
Tel.: +420 233 350 533
www.oriondiagnostica.cz, www.quikread.cz